

# # USAGE

- UI description
- Add data
- Edit
- Delete
- search

## - UI description

This is the basic page ( there are no data)

barcode number ▼ search 🔍

barcode freeze box rack well

**NONEDATA**

barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

• only [ .txt ] files available !

**Search option**

**Search button**

**Edit button**

**Delete button**

**Add button**

**File upload button**

**message**

**Choose file**

**Data list**

barcode	freeze	box	rack	well	
S92099381	F2	1	4	4	
V29402814	R2	2	4	9	
A30381794	R1	7	6	4	
B05948372	F7	3	8	4	

barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

• upload done !

## - Add data (1)

You can add data from .txt file  
(the delimiter is 'tab' key)

barcode number ▼ search 🔍

barcode freeze box rack well

**NONE DATA**

barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

only [ .txt ] files available !

This is example of .txt file

input - 메모장				
파일(F)	편집(E)	서식(O)	보기(V)	도움말(H)
S92099381	F2	1	4	4
V29402814	R2	2	4	9
A30381794	R1	7	6	4
B05948372	F7	3	8	4

Columns are

[barcode] [freeze] [box] [rack] [well] in order  
If there are blank or not proper data,  
this can't be uploaded.

Select file, and press 'UPLOAD' button

barcode number ▼ search 🔍

barcode freeze box rack well

**NONE DATA**









barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 input.txt 선택된 파일 없음 UPLOAD

only [ .txt ] files available !

Successfully Data uploaded!

barcode number ▼ search 🔍

barcode	freeze	box	rack	well	
S92099381	F2	1	4	4	 
V29402814	R2	2	4	9	 
A30381794	R1	7	6	4	 
B05948372	F7	3	8	4	 

barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

upload done !

## - Add data (2)

You can add data from text input

barcode number ▼ search 🔍

barcode freeze box rack well

**NONE DATA**

barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

only [ .txt ] files available !

Insert each data and press 'ADD' button

barcode number ▼ search 🔍

barcode freeze box rack well

**NONE DATA**

A20938292 R2 2 1 5 ADD



파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

only [ .txt ] files available !

Done.

But it also **not allow blank data.**

barcode number ▼ search 🔍

barcode	freeze	box	rack	well	
A20938292	R2	2	1	5	 

barcode freeze box rack well ADD

파일 선택 선택된 파일 없음 UPLOAD

only [ .txt ] files available !

## - Edit

barcode number ▼

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	2	4	9		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode freeze box rack well

선택된 파일 없음

• *upload done !*

Click the button next to data you want to edit

barcode number ▼

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	2	4	9		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode freeze box rack well

선택된 파일 없음

• *only [ .txt ] files available !*

Data change into the textbox.

barcode number ▼

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	5	5	5		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode freeze box rack well

선택된 파일 없음

• *only [ .txt ] files available !*

Please enter a value to change.



Click the green button if you changing data done.  
Click the blue back button if you cancel the change.

Done !

barcode number ▼

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	5	5	5		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode freeze box rack well

선택된 파일 없음

• *only [ .txt ] files available !*

## - Delete

barcode number ▾

search

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	5	5	5		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• *only [ .txt ] files available !*

Click the button next to data you want to delete

There is no confirmation message box.  
So be careful!

barcode number ▾

search

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	5	5	5		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• *only [ .txt ] files available !*

I'm going to delete this one

barcode number ▾

search

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	5	5	5		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• *only [ .txt ] files available !*

Done !

## - Search

Check the option value before you search

barcode number ▼

search

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	5	5	5		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• only [ .txt ] files available !

freeze number ▼

F

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	2	4	9		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• upload done !

barcode number ▼

search

results 'F' in freeze\_num

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• only [ .txt ] files available !

This is the result !

I selected [freeze number] and keyword 'F'.  
Click the search button

barcode number ▼

search

results 'F' in freeze\_num

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• only [ .txt ] files available !

barcode number ▼

search

barcode	freeze	box	rack	well		
S92099381	F2	1	4	4		
V29402814	R2	2	4	9		
A30381794	R1	7	6	4		
B05948372	F7	3	8	4		

barcode

freeze

box

rack

well

ADD

파일 선택

선택된 파일 없음

UPLOAD

• only [ .txt ] files available !

If you entered nothing and click the search button,  
what will happen?

Just back to the full list